# TIẾU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9289: 2012

Xuất bản lần 1

# PHẦN BÓN - XÁC ĐỊNH KẾM TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỐ HẮP THỰ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA

Fertilizers - Method for determination of total zinc by flame, atomic absorption spectrometry

HÀ NỘI - 2012

# Lời gói đầu

TCVN 9289: 2012 được chuyển đối từ 10 TCN 660 -2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9289: 2012 do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

# Phân bón – Xác định kẽm tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Fertilizers - Method for determination of total zinc by flame atomic absorption spectrometry

## 1 Phạm vi áp dụng

Tiểu chuẩn này áp dụng để xác định hám lượng kêm tổng số trong các loại phân bón bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên từ ngọn lửa.

# 2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bổ thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng cho phòng thí nghiệm phân tích – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 5815:2001, Phân hỗn hợp NPK – Phương pháp thử.

# 3 Nguyên tắc

Chuyển hóa các hợp chất chứa kẽm trong mẫu phân bón về dạng ion hòa tan. Sau đó xác định hàm lượng kẽm bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

#### 4 Thuốc thử

Trong suốt quá trình phân tích, trừ khi có quy định khác chỉ dùng các thuốc thử có cấp tinh khiết phân tích và tinh khiết phân tích quang phổ. Sử dụng nước khử ion hoặc nước cất từ thiết bị hoàn toàn bằng thủy tinh, phù hợp với loại 2 của TCVN 4851 (ISO 3696) hoặc nước có cấp tinh khiết tương đương.

4.1 Axit clohydric đặc (HCI), 37 %; khối lượng riêng d ~ 1,18 g/ml

Phải sử dụng axit clohydric cùng mẻ trong suốt quá trình thử.

4.2 Axit nitric đặc (HNO<sub>3</sub>), 65 %; khối lượng riêng d ~ 1,42 g/ml

Phải sử dụng axit nitric cùng mẻ trong suốt quá trình thử.

- 4.3 Kēm (Zn), dạng kim loại nguyên chất (độ tinh khiết tối thiểu là 99,5 %).
- 4.4 Dung dịch cường thủy, hỗn hợp axit clohydric đặc và axit nitric đặc tính theo tỷ lệ thể tích (3 /1).
- 4.5 Dung dịch axit clohydric, pha loặng 1 /1 (V/V).

Thêm 500 ml axit clohydric (4.1) vào bình định mức có dung tích 1 000 ml đã chứa sẵn 400 ml nước cất, làm nguội và thêm nước đến vạch mức, lắc đều.

#### 4.6 Dung dịch axit clohydric 10 %

Thêm 236,4 ml axit clohydric đặc (4.1) vào bình định mức có dung tích 1 000 ml đã chứa sẵn 500 ml nước cất, làm nguội và thêm nước đến vạch mức, lắc đều.

- 4.7 Dung dịch axit clohydric 1 %, pha loāng từ dung dịch (4.6).
- 4.8 Dung dịch tiêu chuẩn kẽm gốc tương ứng với nồng độ kẽm 1 000 mg/l
- 4.8.1 Dung dịch tiêu chuẩn kẽm gốc 1 000 m/l có sẵn của các nhà sản xuất

#### 4.8.2 Cách pha từ kẽm kim loại

Cân 1,0000 g kẽm (4.3) chính xác đến  $\pm$  0,0001 g rồi hòa tan bằng 50 ml axit clohydric (4.5) trong cốc thủy tinh 250 ml có đậy nắp. Sau đó thêm 100 ml nước. Đun sôi nhẹ cho tan hết, làm nguội, chuyển vào bình định mức có dung tích 1 000 ml và thêm nước đến vạch mức, lắc đều.

#### 4.9 Dung dịch tiêu chuẩn kẽm tương ứng với nồng độ kẽm 10 mg/l

Dùng pipet lấy 10,00 ml dung dịch tiêu chuẩn kẽm gốc 1 000 mg/l (4.8) cho vào bình định mức có dung tích 1 000 ml. Thêm 20 ml axit clohydric đặc (4.5) và thêm nước đến vạch mức, lắc đều.

# 5 Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường trong phòng thí nghiệm và các thiết bị, dụng cụ như sau:

- 5.1 Bình tam giác, có dung tích 50; 100; 250 ml.
- 5.2 Bình định mức, có dung tích 50; 100; 200; 500; 1 000 ml.
- 5.3 Pipet, có dung tích 1; 2; 5; 10 ml có độ chính xác ± 0,01 ml và ± 0,1 ml.
- 5.4 Cân phân tích, có độ chính xác  $\pm$  0,001 g và  $\pm$  0,0001 g.

- 5.5 Dụng cụ phân hủy, có thể sử dụng bếp phân hủy dạng thông thường hoặc thiết bị phân hủy bằng lò vi sóng.
- 5.6 Cốc chịu nhiệt, có dung tích 100; 300; 500 ml

#### CHÚ THÍCH:

- 1) Tắt cả các bình thủy tinh phải được làm sạch cắn thận trước khí xác định nguyên tố vết ( có thể bằng cách ngâm trong dung dịch axit clohydric 5% (V/V) trong lt nhất là 6 h, sau đó xúc rữa bằng nước và trảng lại bằng nước cất trước khì dùng. Đặc biệt không được đậy nắp bình bằng nút cao su vì trong cao su có một lượng kēm không phải là nhỏ.
- 2) Để thuận lợi nên giữ riêng những bộ thủy tính cho những phép xác định dành cho tiêu chuẩn này nhằm giảm khả năng bị nhiễm bản trong phòng thí nghiệm.
- 5.7 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, phải được trang bị đèn catốt rỗng hoặc đèn phóng điện không cực phù hợp với nguyên tố kẽm hay có thể dùng đèn phổ liên tục có biến điệu (theo kiến nghị về đèn của các hãng sản xuất máy), một hệ thống hiệu chỉnh nền, một đầu đốt thích hợp với ngọn lửa không khí /axêtylen (vận hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất).

# 6 Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

6.1 Phân bón dạng rắn

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 5815:2001

- 6.2 Phân bón dạng lỏng
- 6.2.1 Dạng dung dịch: Mẫu lấy ban đầu ít nhất phải lớn hơn 50 ml, trước khi lấy mẫu để tiến hành phép thử, mẫu phải được lắc đều.
- 6.2.2 Dạng mẫu lỏng sền sệt : Mẫu lấy ban đầu ít nhất phải lớn hơn 200 g, trước khi lấy mẫu để tiến hành phép thử, mẫu phải được trộn đều, cân mẫu bằng dụng cụ cân mẫu ướt.

#### 7 Cách tiến hành

#### 7.1 Phân hủy mẫu

- 7.1.1 Với các mẫu phân bón dạng rắn
- 7.1.1.1 Cân khoảng 2,000 g mẫu bằng cân (5.4) có độ chính xác  $\pm$  0,001 g cho vào bình phân hủy. Thêm 15 mi hỗn hợp cường thủy (4.4) để qua đêm hoặc ngâm 4 h.
- 7.1.1.2 Đun sối nhẹ ở 120 °C trong 60 min, tăng từ từ nhiệt độ lên khoảng 200 °C và duy trì ở nhiệt độ đó trong 180 min.

7.1.1.3 Để nguội, thêm 5 ml dung dịch axit clohydric (4.6) lắc cho tan. Chuyển toàn bộ mẫu đã phân hủy sang bình định mức 100 ml thêm nước và định mức đến vạch (V). Lọc bỏ cặn trước khi thực hiện phép đo.

#### 7.1.2 Với các mẫu phân bón dạng lòng

Dùng pipet (5.3) lấy 2,00 ml mẫu (6.2.1) hoặc cân khoảng 2,000 g mẫu (6.2.2) cho vào bình phân hủy, Thêm 15 ml hỗn hợp cường thủy (4.4), đun sôi nhẹ trong 1 h, tiếp tục thực hiện như (7.1.1.3).

#### СНО ТНІСН:

- 1 ) Phải tiến hành đồng thời hai mẫu trắng cùng điều kiện phân hủy với mẫu thứ.
- 2) Nếu sử dựng thiết bị lỏ vi song để phân hủy mẫu thì lượng cân mẫu, lượng axit phân hủy, nhiệt độ và thời gian phân hủy sẽ tuân thủ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
  - 3 ) Với mẫu phân bón dạng lỏng, cần cân nhắc lại thể tích lấy mẫu để đưa vào công thức tính toán.

### 7.2 Chuẩn bị các dung dịch tiêu chuẩn

Các dung dịch tiêu chuẩn được chuẩn bị theo khuyến cáo của từng hãng sản xuất

Dùng pipet (5.3) lấy 1,00; 2,00; 4,00; 6,00; 8,00; 10,00 ml dung dịch tiêu chuẩn kẽm (4.9) cho vào mộl loạt bình định mức 100 ml. Thêm dung dịch axit clohydric (4.7), trộn đều và định mức đến vạch mức Các dung dịch này tương ứng với các nồng độ kẽm là 0,10; 0,20; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00 mg/l.

#### CHÚ THÍCH:

- 1 ) Trong mỗi đợt xác định cần chuẩn bị dung tiêu chuẩn kẽm (4.9) và ít nhất năm dung dịch tiêu chuẩn(7.2) bao trùm trong khoảng xác định của nguyên tố. Các dung dịch tiêu chuẩn mới cần phải chuẩn bị lại ít nhất là hàng tháng.
  - 2 ) Mẫu tiêu chuẩn để kiểm tra ứng với khoảng xác định của nguyên tố tùy thuộc vào khuyến cáo từng máy.

#### 7.3 Tối ưu hóa các điều kiện đo

- 7.3.1 Chọn kỹ thuật đo mẫu (đo ngọn lửa).
- 7.3.2 Đặt các điều kiện thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất (bước sóng, khe đo, cường đội dòng đèn, tỷ lệ không khí/ axêtylen).
- 7.3.3 Tối ưu hóa điều kiện hút mẫu theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- 7.3.4 Tối ưu hóa chiều cao đèn đốt và những điều kiện của ngọn lửa. Sao cho độ hấp phụ của dung dịch nằm trong khoảng 0,1 đến 0,9 abs (absorption), hoặc đạt giá trị hấp thụ tiêu chuẩn của từng máy tương ứng với nồng độ dung dịch hiệu chuẩn của nhà sản xuất khuyến cáo.

VI DỤ : Với máy AAnalyst 800 của hãng PerkinElmer thì nồng độ hiệu chuẩn của kẽm ở bước sóng 213,9 nm là 1,00 mg/l đạt khoảng 0,200 abs là thích hợp.

#### 7.4 Lập đường chuẩn

Lập đồ thị xác định kêm theo phương pháp đường chuẩn, khoảng xác định của phép đo được lập theo khuyển cáo của máy ứng với bước sóng đã chọn. Đồ thị được lập với nồng độ theo mg/l của các dung dịch tiêu chuẩn theo (7.2) trên trục hoành và những giá trị hấp thụ tương ứng trên trục tung.

#### 7.5 Xác định mẫu thừ

- 7.5.1 Đo dung dịch mẫu thử trắng ghi số đọc kết quả trên máy (Dt).
- 7.5.2 Đo dung dịch mẫu thử ghi số đọc kết quả mẫu thử phân bón trên máy  $(D_m)$ .

#### CHÚ THÍCH:

- 1 ) Số đọc của các dung dịch ở trên máy được lặp lại lt nhất ba lần.
- 2 ) Giữa mỗi lần đo các mẫu phải rửa ông hút để tránh nhiễm bản đến các mẫu thử.
- 3) Nếu nồng độ của các mẫu thử lớn hơn giới hạn xác định của máy thì cần phải pha loãng mẫu thử bằng dung dịch axit clohydric (4.7).
- 4) Nếu nồng độ của mẫu thử nhỏ hơn giới hạn xác định của máy thì cần thiết phải xử lý mẫu bằng cách làm giàu hoặc xác định bằng phương pháp thêm chuẩn.
  - 5 ) Trong suốt quá trình đo mẫu thử cần luôn luôn kiểm tra độ hấp phụ của mẫu hiệu chuẩn.

# 8 Tính kết quả

8.1 Hàm lượng kẽm trong mẫu phân bón thương phẩm được tính theo công thức sau:

$$Zn (mg/kg) = \frac{(D_m - D_i) \times F \times V}{m}$$
 (1)

#### Trong đó:

- D<sub>i</sub> kết quả đo dung dịch mẫu thử trắng đã pha loāng (7.5.1), tính bằng (mg/l);
- $D_m$  kết quả đo dung dịch mẫu thử phân bón đã pha loãng (7.5.2), tính bằng (mg/l);
- V thể tích dung dịch mẫu sau phân hùy theo (7.1.1.3), tính bằng (ml);
- m khối lượng cân mẫu (7.1.1.1) hoặc khối lượng tương ứng theo (7.1.2), tính bằng (g);
- F hệ số pha loãng của dung địch sau phân hủy.
- 8.2 Hàm lượng kēm trong mẫu phân bón theo hệ số khô kiệt được tính theo công thức sau:

$$Zn (mg/kg) = \frac{(D_m - D_i) \times F \times V}{m} \times k$$
 (2)

# Trong đó:

- D<sub>i</sub> kết quả đo dung dịch mẫu thừ trắng đã pha loãng (7.5.1), tính bằng (mg/l);
- $D_m$  kết quả đo dung dịch mẫu thừ phân bón đã pha loãng (7.5.2), tính bằng (mg/l);
- V thể tích dung dịch mẫu sau phân hủy theo (7.1.1.3), tính bằng (ml);
- m khối lượng cân mẫu (7.1.1.1) hoặc khối lượng tương ứng theo (7.1.2), tính bằng (g);

- F hệ số pha loãng của dung dịch sau phân hủy.
- k hệ số khô kiệt
- 8.3 Hàm lượng kẽm trong phân bón có thể chuyển về đơn vị phần trăm ( %) bằng cách sau:

$$Zn (\%) = Zn(mg/kg) \times 10^{-4}$$

(3)

# 9 Báo cáo thừ nghiệm

Báo cáo thừ nghiệm phải bao gồm ít nhất những thông tin sau:

- a) Viện dẫn tiêu chuẩn này;
- b) Đặc điểm nhận dạng mẫu;
- c) Kết quả xác định kẽm;
- d) Những chi tiết không quy định trong tiêu chuẩn này hoặc những điều được coi là tùy chọn và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.