






















Nội dung lỗi	Code thực hiện	Deadline sửa	Kết quả
12/11/2018			
1. Tổ chức – nhân sự			
➤ Quản lý đơn vị	Đã sửa		Đã sửa
- Nhân sự đã xóa vẫn có trong danh sách nhân viên:			
<div></div>			
Khi vào xem danh sách các nhân viên thuộc đơn vị này: Vẫn hiện lên tên nhân sự đã xoá/deactive trong list			
<div></div>	Đã sửa		

<div><div>➤ Quản lý nhân sự</div><div><div>- Nhấn nút “Xóa” không thể xóa ngay (màn hình k thay đổi) nhưng khi load/F5 lại trang thì biến mất</div><div><div><div>Lab 3</div><div><table><tr><th>Tên</th><th>Số lượng</th><th></th></tr><tr><td>Trưởng Lab</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Nhân viên</td><td>-</td><td></td></tr></table></div></div><div>Lab 4</div><div><div><div>Khi nhấn "Xóa", mục cần xóa không mất ngay nhưng khi load lại thì biến mất</div><table><tr><th>Tên</th><th>Số lượng</th><th></th></tr><tr><td>Trưởng Lab</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Nhân viên</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>Chuyên Viên</td><td>1</td><td></td></tr></table><div>+Thêm chức vụ</div></div></div></div></div><div><div>Đối với nhân viên xóa tên khỏi hệ thống/deactive, nhưng dữ liệu lại còn, giả sử người đó nghỉ việc, nhưng sau 1 thời gian quay trở lại công ty làm việc thì phải làm sao? Có thể đổi email, số dt, nhưng sao đổi được số CMND???</div><div>→ cho hiện danh sách nhân viên đã nghỉ việc</div></div></div>	Tên	Số lượng		Trưởng Lab	1		Nhân viên	-		Tên	Số lượng		Trưởng Lab	1		Nhân viên	4		Chuyên Viên	1		Trên Dev work		Cần xem lại code trên test
Tên	Số lượng																							
Trưởng Lab	1																							
Nhân viên	-																							
Tên	Số lượng																							
Trưởng Lab	1																							
Nhân viên	4																							
Chuyên Viên	1																							
<div><div>- Tạo nhân sự mới: Không connect được dữ liệu về chức vụ thuộc đơn vị ở phần quản lý đơn vị</div><div><div><div>không có option để chọn, mặc dù phòng vẫn chưa full người. Các phòng khác đề như vậy</div><div><div>Đơn Vị</div><div>Lab 2</div></div><div><div>Chức Vụ</div><div>Select an Option</div></div></div><div><div>Đơn Vị</div><div>Lab 4</div></div><div><div>Chức Vụ</div><div>Select an Option</div></div></div></div> <div>Đã sửa</div>																								
<div><div>- Khi tạo mới nhân sự: điền đầy đủ các thông tin (trừ chức vụ - do bị lỗi) → Bấm nút THÊM → Màn hình không thay đổi /hiện thông báo tạo dữ liệu đã thành công → Bấm F5/Refresh lại màn hình thì thấy nhân sự đó đã được tạo thành công → Xem lại chỗ này!</div><div>- Tiếp tục bấm vào xem lại thông tin về nhân sự đó: Thông tin nhân sự không thể hiện, Mật khẩu: chưa thay đổi mật khẩu → nhưng báo đã đổi → reset mật khẩu không thành công!</div></div>																								



- Lab 2 đã bị xóa, nhưng dữ liệu đơn vị/chức vụ của nhân viên đó vẫn có → xem lại connect dữ liệu



Đã sửa

Tên Đơn Vị	Danh sách chức vụ	
Lab 1	Tên	Số lượng
	Trưởng Lab	1 
	Nhân viên	2 
	+Thêm chức vụ	
Lab 3	Tên	Số lượng
	Trưởng Lab	1 
	Nhân viên	2 

Mai Đặng	
Ngày Sinh	04-11-2018
Thư Điện Tử	mai.123.iam
Số Điện Thoại	123456789
Số CMND	123457681
Địa Chỉ	quận 4
Mật Khẩu	hvsal , Reset Mật Khẩu
Đơn Vị - Chức Vụ	Lab 2 - Nhân viên

2. Quản lý hệ thống → Quản lý module

- Nhân sự đã bị xóa nhưng vẫn xuất hiện trong list để chọn



Tổ chức - nhân sự

Quản lý tài liệu

Quản lý nền mẫu

Nhận mẫu

Phòng thí nghiệm

Trả kết quả

Quản lý khách hàng

Mua sắm

Quản lý vật tư

Quản lý hệ thống

Nhóm các module

Quản lý nhóm > Chi tiết nhóm > Thêm account vào nhóm

Tổ chức - nhân sự

Showing all 8

Filter

Đặng Mai

Đặng Mai

Mai Đặng

a a

b b

a aaaa

c c

q q

Nhân sự bị xóa vẫn hiện lên để chọn

Anh Bảo

3. Quản lý tài liệu


➤ Tầng tài liệu

- Thêm tầng tài liệu: Không chọn Loại tài liệu vẫn Lưu được nhưng không hiện tầng


- 1 - Nhấn thêm tầng
- 2 - Đặt tên tài liệu
- 3 - Đặt mã tài liệu
- 4 - Upload file cấu trúc
- 5 - Nhấn nút lưu

➔ Không chọn Loại tài liệu vẫn Lưu được nhưng không hiện dữ liệu đã thêm → tuy nhiên, add lại dữ liệu đó trên hệ thống thì báo mã tài liệu đã tồn tại!

Validate





Ví dụ khác: Thêm “Tầng tài liệu A” với mã là “TLA”




- Khi nhấn **Sửa tầng tài liệu**, phải nhập lại Tên tầng tài liệu. Nếu không nhập và nhấn Lưu → Tên tầng tài liệu sẽ bị mất.

Đã sửa



- Tiếp tục sửa tầng tài liệu, Bấm vào chọn tầng tài liệu đó trở thành tầng tài liệu phương pháp → Lưu thành công → dữ liệu k hiện ra chữ Phương pháp ở cột Ghi chú:

Đã sửa



Tầng tài liệu

Thêm Tầng Tài Liệu

File Mẫu

File Biểu Mẫu 1

File Biểu Mẫu 2

Tầng tài liệu & cấu trúc

Tên Tầng Tài Liệu	Mã Tầng Tài Liệu	Thêm Tầng Con	Cấu Trúc File	Sửa	Xóa	Loại Tài Liệu	Ghi Chú
<input type="checkbox"/> Số tay chất lượng	STCL	<div>thêm</div>	Xem	<div>Sửa</div>	<div>Xóa</div>	Tài liệu Nội bộ	
<input type="checkbox"/> > Hướng dẫn công việc	HD	<div>thêm</div>	Xem	<div>Sửa</div>	<div>Xóa</div>	Tài liệu Nội bộ	Phương pháp
<input type="checkbox"/> > Biểu mẫu	BM	<div>thêm</div>	Xem	<div>Sửa</div>	<div>Xóa</div>	Tài liệu Nội bộ	Biểu mẫu
<input type="checkbox"/> Biểu mẫu BN	BN	<div>thêm</div>	Xem	<div>Sửa</div>	<div>Xóa</div>	Tài liệu Nội bộ	
<input type="checkbox"/> > Tài liệu tham khảo	TLTK	<div>thêm</div>		<div>Sửa</div>	<div>Xóa</div>	Tài liệu Bên ngoài	Phương pháp

- 1 - nhấn nút thêm tầng
 - 2 - Form thêm tầng tài liệu
 - 3 - Không nhập nội dung
 - 4 - Nhấn nút lưu
 - 5 - Xuất hiện thông báo
- [mã tầng tài liệu đã tồn tại trong hệ thống] như hình kế bên
- ➔ Câu thông báo không phù hợp

Validate

--	--	--	--

- Không upload file mà bấm Lưu → Cần có câu thông báo

			Validate
--	--	--	----------

➤ Đề nghị tài liệu

- Không thể download file cấu trúc trong các bước Đề nghị/ Duyệt đề nghị/ Xem xét/ Soạn thảo/ Phê duyệt/ Ban hành

Đã sửa

Thông Tin Tài Liệu

Mã Tài Liệu	
Tên Tài Liệu	123
Lần Ban Hành	0
Lần Sửa Đổi	0
Tầng Tài Liệu	Quy Trình
Loại Tài Liệu	Tài liệu Nội bộ
File Cấu Trúc	35_origin.docx Download

Không thể download

test.cenlab.vn/err/e404

Apps

TỰ HỌC AUTOCAD: (


Công nghệ chế biến :

xao

Tools

Buttons & Icon - Ace

ban quyen



This page isn't working

test.cenlab.vn redirected you too many times.

[Try clearing your cookies.](#)

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

Reload

- Không nằm trong **Danh sách phòng ban phân phối của tài liệu** nhưng vẫn xem được tài liệu

← → ↺ 🏠 ⓘ Not secure | test.cenlab.vn/tailieu/tailieu/tailieudetail?id=28

Apps **TỰ HỌC AUTOCAD**: (🔒) Công nghệ chế biến: xao Tools Buttons & Icon - Ace ban quyen

Quản lý tài liệu ▾
Tăng tài liệu
Đề nghị tài liệu
Danh sách tài liệu
Tài liệu thu hồi
Quản lý nền mẫu ▾

Mã Tài Liệu	HDTN.1
Tên Tài Liệu	phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng theo phương pháp ESCHKA
Lần Ban Hành	2
Lần Sửa Đổi	0
Tăng Tài Liệu	Hướng dẫn thử nghiệm
Loại Tài Liệu	Tài liệu Nội bộ
File Tài Liệu	5be9379824e0f_1542010776.docx Download

Thu hồi tài liệu

☐ Thu hồi tài liệu này ✓ Đồng Ý

Danh sách quy trình của tài liệu

Danh sách các phiên bản của tài liệu

Danh sách phòng ban phân phối

Danh sách phòng ban phân phối của tài liệu

Phòng ban/User	Ngày phân phối
Lab 1	2018-11-12
Đặng Mai	2018-11-12

TEST - LABORATORY Welcome, Nguyễn Thanh...

Quản lý tài liệu ▾
Tăng tài liệu
Đề nghị tài liệu
Danh sách tài liệu
Tài liệu thu hồi
Quản lý nền mẫu ▾

Danh sách tài liệu phân phối

Show 10 entries Search:

Tên	Mã số	Tăng	Loại	Lần SD	Lần BH	Ngày BH	Xem
phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng theo phương pháp ESCHKA	HD TN.1	Hướng dẫn thử nghiệm	Tài liệu Nội bộ	0	2	12-11-2018	🔍
tai lieu phuong phap 1	HD.2	Hướng dẫn công việc	Tài liệu Nội bộ	0	1	12-11-2018	🔍
Xác định lưu huỳnh - phương pháp Wickbold	HD TN.3	Hướng dẫn thử nghiệm	Tài liệu Nội bộ	0	1	12-11-2018	🔍

Showing 1 to 3 of 3 entries


Previous 1 Next

Không được phân phối tới nhưng vẫn xem được tài liệu

- Khi chọn **Phân phối lại** những không chọn phòng ban, nhấn **Đồng ý** → Xuất hiện lỗi

Không
thấy lỗi

Validate

			
--	--	--	--

➤ **Tài liệu thu hồi**


- Không được phân phối tới vẫn xem được tài liệu

Bước 1: Nhấn **Phân Phối Lại**

Bước 2: Bỏ chọn User **“Đặng Mai”**

Bước 3: Đồng ý

Tuy nhiên User **“Đặng Mai”** vẫn có thể xem được tài liệu



Đã test lại không thấy lỗi

4. Quản lý nền mẫu

Phân quyền duyệt kết quả của các cấp: đơn vị và nhân sự đã xóa / deactive → vẫn hiện lên trong danh sách

Đã sửa

Not secure | test.cenlab.vn/nhansu/duyetketqua

ORATORY

Tổ Chức - Nhân Sự > Quản Lý Nhân Sự >

Duyệt Kết Quả LABO

Phòng Thí Nghiệm

Chọn Nhân Sự

Lab 1

Chọn Nhân Sự

Lab 2

Đặng Mai

Lab 3

Nguyễn Thanh Trà My

Lab 4

Chọn Nhân Sự

aa

Chọn Nhân Sự

â

Chọn Nhân Sự

Lab 5

Chọn Nhân Sự

lab 6

Chọn Nhân Sự

Phòng thí nghiệm

Chọn Nhân Sự

labo1

Chọn Nhân Sự

labo 2

Chọn Nhân Sự

labo 3

Chọn Nhân Sự

Vẫn hiện ra cả các đơn vị đã bị xoá !!!!

Tổ Chức - Nhân Sự > Quản Lý Nhân Sự >

Duyệt Kết Quả LABO

Phòng Thí Nghiệm

Chọn Nhân Sự

Lab 1

Chọn Nhân Sự

Lab 2

Đặng Mai

Chọn Nhân Sự

Lab 3

Đặng Mai

Đặng Mai

Lab 4

Mai Đặng

q q

aa

Chọn Nhân Sự

â

Chọn Nhân Sự

Nhân sự đã xoá vẫn hiện trong danh sách chọn!!!!

- Đơn vị lưu: Phòng ban đã bị xóa những vẫn xuất hiện để chọn

Đã sửa

<div data-bbox="42 40 913 706"><div><div>Quản Lý Nền Mẫu > Qu</div><div>Danh Sách Nền M</div><div><div>Create</div><div>Định giá</div></div><div>Danh Sách Nền Mẫ</div><div><div>Mật ong</div><div>Nước Thải</div><div>Nước uống</div></div></div><div><div>Name Matrix:</div><div></div><div>Mô Tả:</div><div></div><div>Điều Kiện Lưu</div><div></div><div>Đơn Vị Lưu</div><div>Phòng Thí Nghiệm</div><div>Phòng Thí Nghiệm</div><div>Lab 1</div><div>Lab 2</div><div>Lab 3</div><div>Lab 4</div><div>aa</div><div>ã</div><div>Lab 5</div><div>lab 6</div></div><div>Những phòng ban đã xóa vẫn xuất hiện để chọn</div></div>			
<div><div>• Phương pháp: các PP đã đưa vào tài liệu thu hồi vẫn được hiện ra trong danh sách</div><div data-bbox="42 803 739 1226"><div><div>Thời Gian Lưu Mẫu</div><div>Thời Gian Thực Hiện</div></div><div><div>Phương pháp</div><div>Chọn Phương Pháp</div><div>Chọn Phương Pháp</div><div>HDTN.1</div><div>HDTN.2</div><div>HD.1</div><div>HDTN.3</div><div>HD.2</div></div><div>các tài liệu đã đưa vào ds thu hồi vẫn xuất hiện khi chọn phương pháp</div></div></div>	<div>Đã sửa</div>		
<div>Đơn vị công nhận:không add được logo</div>	<div>Đã sửa</div>		

test.cenlab.vn/nenmau/congphan/add_congphan

• Danh sách người dùng

Danh sách nhóm

Danh sách module

• Quản lý thẻ

Danh sách thẻ

Tạo thẻ mới

Kích hoạt lại thẻ

Gắn thẻ

• Quản lý thành viên

MENU TÀI CHÍNH

Thông tin lý vi online

Thông tin cashback

Thông tin checkout

Thông tin kén

A Database Error Occurred

500

A Database Error Occurred

Error Number: 1048

Column 'congphan_logo' cannot be null

INSERT INTO `mau_congphan` (`congphan_name`, `congphan_sign`, `congphan_logo`, `congphan_dateend`, `congphan_status`) VALUES ('VILAS', '4', NULL, '2020-12-31', '1')

Filename: modules/nenmau/models/Mod_congphan.php

Line Number: 83

Search

Version 2.3.3

Copyright © 2016-2017 Dinh Hoai Bao. All rights reserved.

5. Quản lý khách hàng

- Số điện thoại/Fax: có thể nhập vừa số vừa chữ

Cảnh báo lỗi nhưng không biết lỗi ở chỗ nào?

Thêm công ty Mới

Tên công ty:

Công ty B

Địa chỉ

địa chỉ B

Số Điện thoại

b123

Fax

b123

Email

b123@gmail.com

cảnh báo không đúng ngữ cảnh, không biết lỗi ở chỗ nào?

Chỉ được nhập số

Cảnh Báo!

Có Lỗi Sảy Ra

sai chính tả nè

6. Nhận mẫu

Đơn vị tính: hiện ra một số đơn vị tính LẠ

Not secure | test.cenlab.vn/nenmau/dorvitinh

Danh Sách Đơn Vị Tính

[+ Thêm](#)
[Reload](#)

Show 10 entries Search:

STT	Ký Hiệu	Mã	Loại	Thao Tác
1	mg/kg	mg/kg	Phòng Thí Nghiệm	✎ ✖
2	cfu/g	cfu/g	Phòng Thí Nghiệm	✎ ✖
3	ppm	ppm	Phòng Thí Nghiệm	✎ ✖
4	g	g	Phòng Thí Nghiệm	✎ ✖
5	g	g	Phòng Nhận Mẫu	✎ ✖
6	ml	ml	Phòng Thí Nghiệm	✎ ✖
7	kg	kg	Phòng Thí Nghiệm	✎ ✖
8	kg	kg	Phòng Nhận Mẫu	✎ ✖
9	s	s	Phòng Thí Nghiệm	✎ ✖

Showing 1 to 9 of 9 entries

Previous 1 Next

Thông tin mẫu

Mẫu số: 001

Tên mẫu

Khối lượng

Số lượng

Mô tả mẫu

Nền mẫu

mẫu 1

500

g

ĐVT

g

ml

KG

KG

kg

Nhập số lực

Nhập mô tả mẫu

Chọn nền

Nhập nhanh

Nhập CODE

Chọn kỹ thuật

Ngày trả KQ

Chỉ tiêu

Chọn chỉ tiêu

Phương pháp

Chọn phương pháp

Chọn chất phân tích

LOD/LOQ

Nhóm chỉ tiêu

Phương pháp

Kỹ thuật

Phòng TN

Chỉ tiêu

LOD/LOQ

Ngày trả KQ

Dịch vụ

Chọn File

hoặc Kéo thả file vào đây

không lưu được hình ảnh của mẫu

File upload aborted

logo_dorvicongnhan.jpg

✕

Thông tin trả kết quả

- **Thiếu thêm giá VAT 5%**
- **Download hợp đồng dưới file word: không có tên người liên hệ, thiếu xuất tên người tạo phiếu YCTN:**



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT TÂM ĐỨC
142/9 Ngõ Tất Tố, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Tell: (084) 028 2249 339
Email: mai.phan@tamducjsc.info

BN: 181112002
Ngày in : 12/11/2018 10:59:31
Ngày hẹn trả KQ: 18/11/2018

HỢP ĐỒNG KIỂM NGHIỆM
ANALYTICAL CONTRACT

Khách hàng / Client: cty tam duc
Địa chỉ / Address: ngo tat to
Email : tamduc@gmail.com
Mã số thuế / Tax : 98765432131

Số ĐT / Phone: 123456789

Người liên hệ / Contact:
Email : nguyen@gmail.com

Số ĐT / Phone: 123456789

1. mat ong
Nền mẫu: Mật ong
Mô tả: dung trong chai 1 lít

Tên người liên hệ

Khối lượng mẫu: 1 (KG) Số lượng mẫu: 1

Nhóm chỉ tiêu	Phương pháp	Chi tiêu phân tích	Ngày hẹn trả KQ	Giá tiền
nhóm ct1	a	ct1, ct2, ct3	17/11/2018	600

Ngôn ngữ trả KQ / language: Tiếng Việt

Thị trường áp dụng:

Phí thử nghiệm: 600

Tạm ứng : 0

Còn lại: 600

Thiếu VAT

Nhân viên phòng thí nghiệm

Khách hàng

tên nhân viên lập phiếu yêu cầu

- **Lịch sử duyệt hợp đồng: thay ID người duyệt bằng tên người duyệt**

TEST - LABORATORY

Tổ chức - nhân sự

Quản lý tài liệu

Quản lý nhân mẫu

Nhận mẫu

Phẫu yêu cầu

Duyệt hợp đồng

Phòng thí nghiệm

Trả kết quả

Quản lý nhận hàng

Mua sắm

Quản lý tài tài

Quản lý hệ thống

Home

Nhận mẫu

Chỉ viết Phiếu yêu cầu thử nghiệm

Lịch sử duyệt hợp đồng

STT	Kết quả	Đời chủ	Người duyệt
1	PTN duyệt		2

Hiện tên người duyệt

Chi tiết PHIẾU YÊU CẦU THỬ NGHIỆM

Mã số phiếu: 181112002

Ngày lập phiếu: 12/11/2018 10:39:31

Người lập: Super Admin

Công ty

Tên công ty: cty tam dac

Địa chỉ: 9 ngta tac so

Email: tamdac@gmail.com

Số điện thoại: 123456789

Fax: 123456789

Mã số thuế: 98765432121

Thông tin mẫu

Mã số: 1811003-1

Tên mẫu: mac ong

Khối lượng mẫu 1 (KG):

Số lượng mẫu 1:

Mô tả mẫu: dung trong chai 1 lít

Nền mẫu: Mật ong

Chỉ tiêu	Phương pháp	Kỹ thuật	Phòng TN	Chất phân tích	LOD/LOQ	Ngày trả KQ	Dịch vụ	Giá hệ thống (VNĐ)	Giá (VNĐ)	PTN Nhận mẫu
nhóm ct1	a	HPLC	Cenlab	<ul style="list-style-type: none">ct1ct2ct3	LOD	17/11/2018	Bình thường	600	600	✓ Đã nhận mẫu

Hình ảnh mẫu

Thông tin trả kết quả

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Cách thức nhận kết quả: Trực tiếp

Thị trường áp dụng:

Quy chuẩn so sánh:

Yêu cầu khác:

Phi thử nghiệm: 600

Tạm ứng: 0

Còn lại: 600

Ngày trả kết quả: 18/11/2018

thiếu tiền VAT

• Edit hợp đồng khi sự cố: không thấy link của hợp đồng trước khi edit

Not secure | test.cenlab.vn/nhanmau/detail?hopdong=181112004

Tên mẫu: mẫu 1

Khối lượng mẫu: 600 (g)

Số lượng mẫu: 1

Mô tả mẫu: mô tả của mẫu 1

Nền mẫu: Mật ong

Chỉ tiêu	Phương pháp	Kỹ thuật	Phòng TN	Chất phân tích	LOD/LOQ	Ngày trả KQ	Dịch vụ	Giá hệ thống (VNĐ)	Giá (VNĐ)	PTN Nhận mẫu
nhóm ct1	a	HPLC	Cenlab	<ul style="list-style-type: none">ct1ct2ct3	LOD	17/11/2018	Bình thường	600	600.000	

Hình ảnh mẫu

Thông tin trả kết quả

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Cách thức nhận kết quả: Trực tiếp

Thị trường áp dụng:

Quy chuẩn so sánh:

Yêu cầu khác:

Phi thử nghiệm: 600000

Tạm ứng: 200000

Còn lại: 400000

Ngày trả kết quả: 18/11/2018

Link báo về các phiếu yêu cầu cũ khi thay đổi / edit hợp đồng thử nghiệm không thấy xuất hiện!!!!!!!

Download hợp đồng: Word file | Pdf file


Không đồng ý

Đồng ý

Yêu cầu sửa lại

7. Lưu mẫu

Xem lại: đã bật phân quyền của lưu mẫu → bảng menu bên trái không thấy folder của Lưu mẫu xuất hiện.



Không
thấy lỗi

8. Phòng thí nghiệm

Nhận mẫu
Sau khi báo sự cố, không thấy chỉ tiêu bị gạch đi giống lúc trước!

Not secure | test.cenlab.vn/phongthnghiem/nhanmau/detail?mau=5

DRATORY

Welcome, Super Admin

Home > Danh sách mẫu > Nhận mẫu

Nhận mẫu

Thông tin mẫu

Mã số Mẫu

1811005-1

Tên mẫu

mẫu 1

Khối lượng mẫu

500 (g)

Mô tả

mô tả của mẫu 1

Số nhóm chỉ tiêu

1

Ghi chú

ghi chú của mẫu

Ngày nhận mẫu

12/11/2018 12:19:13

Vị trí mẫu

Phòng thí nghiệm nhận mẫu

Tình trạng

Chưa nhận mẫu

Ghi chú

Ngày xử lý

Người xử lý

Thông tin thí nghiệm

Phiếu bảo sự cố

STT	Nhóm chỉ tiêu	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kỹ thuật	Ngày trả kết quả	Dịch vụ
1	nhóm ct1	<div><div>ct1</div><div>ct2</div><div>ct3</div></div>	a	HPLC	17/11/2018	Bình thường

không thấy gạch ngang chỉ tiêu không cho làm khi đã bảo sự cố!!!!

Không chấp nhận

Chấp nhận mẫu

9. Trả kết quả

Phần kết quả so sánh với LOD và LOQ → error! Không thể hiện

Mã số mẫu: 1811005-1
BN: 181112004
Ngày in : 12/11/2018

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

ANALYTICAL RESULTS

Khách hàng / Client: cty tam duc
Địa chỉ / Address: ngo tat to

Tên mẫu / Sample name

: mẫu 1

Mô tả mẫu / Sample description

: mô tả của mẫu 1

Nền mẫu / Matrix

: Mật ong

Ngày nhận mẫu / Date of sample received

: 12/11/2018

Ngày hẹn trả kết quả / Date of results delivery

: 17/11/2018

Chỉ tiêu phân tích	Kết quả	LOD/LOQ	Đơn vị	Phương pháp
ct1	1	3	ppm	HDTN.1
ct2	1.5	5	ppm	HDTN.1
ct3	1.5	4	ppm	HDTN.1

Lưu ý:



không so sánh được!

13/11/2018

Quản lý nền mẫu

Định giá khách hàng: không truy cập được

Vào quản lý nền mẫu → định giá khách hàng → chọn 1 công ty → vào nút định giá → error 600!




Đã sửa


Tổ chức – nhân sự

Tổ chức – nhân sự → Quản lý nhân sự → Thêm mới nhân sự → Tên loại hợp đồng đã bị xóa nhưng vẫn xuất hiện để chọn

Đã sửa




- Tổ chức – nhân sự → Quản lý nhân sự → Danh sách Duyệt → User không được phân quyền duyệt kết quả
- Phòng thí nghiệm → Duyệt kết quả → User vẫn có thể thực hiện **Duyệt**




Thời gian trên site: xem lại cài đặt thời gian của server → thông báo thời gian thực hiện sai

- Phòng thí nghiệm → Nhận mẫu → Nhấn xem thông tin mẫu → Thời gian nhận mẫu không đúng



Phòng thí nghiệm

- Phòng thí nghiệm → Nhận mẫu → Xem chi tiết mẫu → Sau khi nhấn **Chấp nhận mẫu**, giao diện không tự động cập nhật → Phải nhấn F5 mới cập nhật được tình trạng



Phiếu phản hồi ở trong folder Trả kết quả → không thấy xuất hiện

Trả kết quả

- Trả kết quả → Phiếu trả kết quả → File PDF trả kết quả không add được chữ ký vào

Lưu ý:

Ghi chú:

Phụ trách phòng thí nghiệm

KHÔNG CÓ THÊM CHỮ KÝ

Giám đốc

- Trả kết quả → Phiếu kết quả → Không thể hiện được tên Người lập

← → ↺ ① Không bảo mật | test.cenlab.vn/ketqua/hopdong/detail?hopdong=181113004

TEST - LABORATORY

Home > Kết quả > Chi tiết Phiếu yêu cầu thử nghiệm

Chi tiết PHIẾU YÊU CẦU THỬ NGHIỆM

Mã số phiếu: 181113004

Ngày lập phiếu: 13/11/2018 06:35:39

Người lập: TÊN NGƯỜI LẬP PHIẾU

Tình trạng:

Ghi chú:

Công ty

Tên công ty	Cty A
Địa chỉ	A
Email	a@gmail.com
Số điện thoại	123
Fax	123
Mã số thuế	0123456789

Người liên hệ


Họ và tên	A 1
Ngày sinh	16/11/2018
Email	a1@gmail.com
Số điện thoại	369

Thông tin mẫu

Mã số: 1811004-1


Tên mẫu: mau	Khối lượng mẫu: 1 (kg)	Số lượng mẫu: 1	Mô tả n		
Chỉ tiêu	Phương pháp	Kỹ thuật	Phòng TN	Chất phân tích	
Chưa có kết quả	Kim loại nặng	HDTN.1 lưu huỳnh tổng (ESCHKA)	HPLC	Lab 1	• Chì • Arsenic • Cadmium • Thủy ngân
Chưa có kết quả	GMO	HDTN.1 lưu huỳnh tổng (ESCHKA)	LCMS	Lab 1	• GMO

- Trả kết quả → Danh sách trả kết quả → Xem chi tiết kết quả → Trước khi duyệt kết quả → File bị lỗi không xem được → Sau khi Chấp nhận duyệt kết quả → File xuất hiện bình thường



- Trả kết quả → Phiếu kết quả

Trường phòng thí nghiệm yêu cầu xuất lại kết quả → Thay đổi thông tin khách hàng → Báo cáo về sự cố nơi nhận mẫu → Nhận mẫu edit hợp đồng (phiếu YCTN): chỉ thay đổi người liên hệ → Nhân viên trả kết quả → Chọn biểu mẫu trả kết quả → **Báo lỗi** “Chỉ tiêu đã xuất kết quả” → Nhưng phiếu kết quả vẫn được chuyển đến người duyệt (trưởng PTN) và giám đốc duyệt thành công



Quản lý tài liệu

Quản lý nền mẫu

Nhận mẫu

Phòng thí nghiệm

Trả kết quả

Phiếu kết quả

Danh sách kết quả

Home > Kết quả > Chi tiết Phiếu yêu cầu thử nghiệm

Chi tiết PHIẾU YÊU CẦU THỬ NGHIỆM

Mã số phiếu:181113007

Tình trạng:Chưa duyệt

Ngày lập phiếu:13/11/2018 08:47:44

Ghi chú:

Người lập:10

Công ty

Tên công tyCty A

Địa chỉA

Emaila@gmail.com

Số điện thoại123

Fax123

Mã số thuế0123456789

Người liên hệ

Họ và tênB 1

Ngày sinh14/11/2018

Emailb1@gmail.com

Số điện thoại258

Chọn các chỉ tiêu cần xuất kết quả

test.cenlab.vn/ketqua/hopdong/detail?hopdong=181113007

Số điện thoại123

Fax123

Mã số thuế0123456789

Số điện thoại258

Thông tin mẫu

Mã số: 1811007-1

Tên mẫu: gạo b

Khối lượng mẫu: 0.5 (kg)

Số lượng mẫu: 1

Mô tả mẫu: mẫu rắn, trắng trong

Nền mẫu: Gạo

	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kỹ thuật	Phòng TN	Chất phân tích	LOD/LOQ	Ngày trả KQ	Dịch vụ	Giá hệ thống (VNĐ)	Giá (VNĐ)
<input type="checkbox"/>	Kim loại nặng	HDTN.1 lưu huỳnh tổng (ESCHKA)	HPLC	Lab 1	<div><div>Chi</div><div>Arsenic</div><div>Cadimium</div><div>Thủy ngân</div></div>	LOD & LOQ	17/11/2018	Bình thường	0	0
<input type="checkbox"/>	GMO	HDTN.1 lưu huỳnh tổng (ESCHKA)	LCMS	Lab 1	<div><div>GMO</div></div>	LOD & LOQ	27/11/2018	Bình thường	0	0
<input type="checkbox"/>	độ trắng	HDTN.1 lưu huỳnh tổng (ESCHKA)	TLC	Lab 3	<div><div>độ trắng</div></div>	LOD & LOQ	13/11/2018	Bình thường	0	0

Gửi đến người duyệt

← → ↻ 🔒 Không bảo mật test.cenlab.vn/ketqua/create?hopdong=11&chitieu%5B%5D=16&chitieu%5B%5D=17&chitieu%5B%5D=18&result_template=6

Phòng thí nghiệm

Trả kết quả

Phiếu kết quả

Danh sách kết quả

Công ty

Tên công ty

Cty A

Địa chỉ

A

Email

a@gmail.com

Số điện thoại

123

Fax

123

Mã số thuế

0123456789

Thông tin mẫu

Tên mẫu

gạo b

Mô tả mẫu

mẫu rắn, trắng trong

Nhãn mẫu

Gạo

Ngày nhận mẫu

13/11/2018 07:41

Ngày hẹn trả kết quả

27/11/2018

Thông tin chỉ tiêu

Chỉ tiêu	Kết quả	LOD/LOQ (Min-Max)	Đơn vị tính	Phương pháp
Chì	0.001	0.02 / 88	ppm	HDTN.1
Arsenic	0.1	0.01 / 87	ppm	HDTN.1
Cadimium	0.12	0.02 / 85	ppm	HDTN.1
Thủy ngân	0.05	0.03 / 89	ppm	HDTN.1
GMO	12	0.01 / 14	ppm	HDTN.1
độ trắng	42	40 - 100	%	HDTN.1

Lưu ý

Điều kiện ngưng thôi

Cách hiển thị kết quả

Không phát hiện < LOD (MIN) <

Hiện thị số

 < LOQ (MAX) <

Dương tính

Người duyệt

Đăng Khoa

Bị báo lỗi

← → ↻ 🔒 Không bảo mật test.cenlab.vn/ketqua/create?hopdong=11&chitieu%5B%5D=16&chitieu%5B%5D=17&chitieu%5B%5D=18&result_template=6

TEST - LABORATORY

📧 5 🔔 20+ 👤 Welcome, Mai Mai

🇻🇳 🇬🇧

Home > Nhận mẫu > Trả kết quả

Quản lý tài liệu

Quản lý nền mẫu

Nhận mẫu

Phòng thí nghiệm

Trả kết quả

Phiếu kết quả

Danh sách kết quả

Trả kết quả

❌ Lỗi Chỉ tiêu đã xuất kết quả

- Phòng thí nghiệm → Duyệt sự cố → Danh sách phiếu báo sự cố chờ xử lý

←

→

↺

🏠

🔒

Not secure | test.cenlab.vn/phongthinhkiem/suco

🔍

☆

📧

📅

🔔

TỰ HỌC AUTOCAD: (📁) Công nghệ chế biến (📁) xao (📁) Tools (📁) Buttons & Icon - Acc (📁) ban quyen

Other bookmarks

TEST - LABORATORY

🇻🇳🇬🇧

📧 5🔔 20+👤 Welcome, Nguyễn My

🏠 Home > 📄 Phiếu bảo sự cố > 📋 Danh sách chờ xử lý

☰ Danh sách phiếu bảo sự cố chờ xử lý

Hiện thị 10 kết quả

Thêm cột Mã số mẫu, Tên mẫu,...

Tim kiếm:

STT	Nội dung	Người tạo	Ngày tạo	Nhóm chỉ tiêu/Chỉ tiêu	Tình trạng
1	Sai kết quả chỉ tiêu 1, 2	5	13/11/2018 08:04:25	- Tổng tế bào máu	🟢 Đồng ý
2	Sai kết quả	5	13/11/2018 08:00:05	- Tổng tế bào máu	🟢 Đồng ý
3	kết quả nhập sai	4	13/11/2018 04:48:03	- Kim loại nặng	🟢 Đồng ý

Hiện thị kết quả từ 1 tới 3 của 3 kết quả (trong tổng số 3)

Previous1Next

Tổ chức - nhân sự

Quản lý tài liệu

Quản lý niên mẫu

Nhận mẫu

Lưu mẫu

Phòng thí nghiệm

Nhận mẫu

Kết quả thử nghiệm


Duyệt thay đổi hợp đồng

Duyệt kết quả

Duyệt sự cố

Lưu mẫu

- Lưu mẫu → Quản lý mẫu → Danh sách mẫu
- Ngày Lưu thay đổi thành Ngày thanh lý
- Mẫu sau khi thanh lý nhưng thể hiện trạng thái là Chưa Lưu



Danh sách mẫu

Code	Name	Ngày Lưu	Điều Kiện Lưu	Trạng Thái	Thanh Lý Mẫu
1811011-1	asd	2018-11-27	thường	Chưa Lưu	Thanh Lý
1811006-1	Máu	2018-11-20	bảo quản lạnh	Chưa Lưu	Thanh Lý
1811010-1	gao d	2018-11-27	thường	Chưa Lưu	Thanh Lý
1811002-1	GAO	2018-11-27	thường	Chưa Lưu	Thanh Lý
1811009-2	Máu	2018-11-20	bảo quản lạnh	Chưa Lưu	Thanh Lý
1811007-1	gao b	2018-12-13	thường	Chưa Lưu	Thanh Lý
1811008-1	a	2018-11-27	thường	Đã Lưu	Thanh Lý
1811005-1	Máu	2018-11-20	bảo quản lạnh	Chưa Lưu	Thanh Lý
1811004-1	máu	2018-12-13	thường	Chưa Lưu	Thanh Lý
1811003-1	máu a	2018-11-20	bảo quản lạnh	Chưa Lưu	Thanh Lý

Cần thảo luận lại

- Lưu mẫu → Quản lý mẫu → Danh sách mẫu đã thanh lý/Danh sách mẫu cần thanh lý → Nên thêm cột Mã số mẫu

Cần API Từ nhận mẫu

TEST - LABORATORY

Danh sách các lưu mẫu đã thanh lý

Ngày bắt đầu: 13-11-2018 Ngày kết thúc: 13-11-2018

Show 10 entries

Thêm cột Mã số mẫu

Tên mẫu lưu	Loại mẫu	Khối lượng	Ngày thanh lý
GAO	Mẫu nguyên	1	13-11-2018
gao d	Mẫu nguyên	0.7	13-11-2018
Máu	Mẫu nguyên	10	13-11-2018
Máu	Mẫu nguyên	10	13-11-2018
Máu	Mẫu nguyên	10	13-11-2018
Máu	Mẫu nguyên	10	13-11-2018
Máu	Mẫu nguyên	10	13-11-2018
Máu	Mẫu nguyên	10	13-11-2018
Máu	Mẫu nguyên	10	13-11-2018
Máu	Mẫu nguyên	10	13-11-2018

TEST - LABORATORY

Danh sách lưu mẫu cần thanh lý

Ngày Thanh Lý: 27-11-2018

Thêm cột Mã số mẫu

<input type="checkbox"/>	Tên mẫu lưu	Loại mẫu	Vị trí	Khối lượng	Người giữ
<input type="checkbox"/>	a	Mẫu nguyên	tủ lưu LeBo1→vị trí_1	1	Đặng Mai

Thanh Lý

- Lưu mẫu → Mẫu lưu hộ → Mẫu 1811003 được lab 1 gửi lưu hộ, nhưng khi lab 3 mở ra để lưu, lại không biết nhấn chọn chỗ nào để lưu

TEST - LABORATORY

Quản lý lưu mẫu > Quản lý lưu hộ > Thông Tin Chi Tiết

mẫu a

Mã số mẫu	1811003-1
Ngày lưu	2018-11-20
Điều kiện lưu	bảo quản lạnh
Số lượng	1
Khối lượng	50 mL
Ghi chú	

Không
thấy lỗi